

Biocheck	INFORMATIVA CLIENTI	
Estratto POS/TSB/001	CAMPIONAMENTO e CONSEGNA DEI CAMPIONI ALIMENTARI / ACQUE / COSMETICI al LABORATORIO	
30/08/2025	Pag. 1 di 3	

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Tale informativa è rivolta ai Clienti di Biocheck che abbiano la necessità di campionare in autonomia i propri prodotti e consegnarli al Laboratorio Biocheck per le analisi richieste.

La tipologia dei campioni oggetto dell'Informativa sono i seguenti:

- **Acque destinate di rete per analisi microbiologiche e chimiche**
- **Alimenti per analisi microbiologiche**
- **Superfici (tamponi, spugne, piastre contact) per analisi microbiologiche**
- **Cosmetici per analisi microbiologiche**

Per tutte le altre casistiche non citate sopra si rende disponibile il servizio di assistenza Biocheck contattabile al tel. 051 328338 o per mail al seguente indirizzo: biocheck@biocheck.it.

2. PRINCIPI GENERALI

A prescindere dalle indicazioni riportate ai successivi punti per le tipologie specifiche di campioni, si informa che:

- 1) Tempi di consegna:
per le analisi microbiologiche e chimiche (in particolare pH, Ammonio, Nitriti, Nitrati sulle acque) la consegna al laboratorio (e l'inizio delle analisi) deve avvenire entro 24 ore dal campionamento. Ove non fosse possibile chiedere al laboratorio informazioni e decidere se procedere con le analisi o meno.
Nella giornata di venerdì (e nei giorni prefestivi) il Laboratorio garantisce la messa in analisi di tutti i campioni di acque e di alimenti freschi se consegnati con la documentazione necessaria entro le ore 14.00. Per situazioni di emergenza o eventuali eccezioni (soprattutto per un numero di campioni considerevole), contattare preliminarmente il laboratorio per verificarne la fattibilità.
- 2) Documentazione di accompagnamento dei campioni:
assieme ai campioni devono essere fornite le informazioni sulle analisi da effettuare (lettera/modulo cartaceo o digitale). Nel caso di invio di un documento digitale, la mail va inviata ad accettazione@biocheck.it entro la fine della giornata di consegna dei campioni. I campioni resteranno in sospenso finché tali informazioni non siano disponibili.
- 3) Identificazione campioni:
per i campioni di acque e alimenti non confezionati destinati alle analisi microbiologiche è molto importante utilizzare il corretto contenitore. Nel caso di utilizzo di etichette per l'identificazione dei campioni, si chiede di non coprire la parte in cui sono riportate le specifiche del contenitore (sterilità, stabilizzanti, ecc.).

Biocheck	INFORMATIVA CLIENTI	
Estratto POS/TSB/001	CAMPIONAMENTO e CONSEGNA DEI CAMPIONI ALIMENTARI / ACQUE / COSMETICI al LABORATORIO	
30/08/2025	Pag. 2 di 3	

2. CAMPIONAMENTO E CONSEGNA ACQUE di RETE

Analisi microbiologiche:

MATERIALE: bottiglie sterili da 1litro o 500ml contenenti tiosolfato di sodio

QUANTITA': 1litro solo per Legionella – 500ml per tutti gli altri parametri


TRASPORTO AL LABORATORIO: in box refrigerato

CAMPIONAMENTO: sulle modalità (disinfezione o meno, primo getto o facendo scorrere) il cliente definisce come procedere in base allo scopo dell'analisi (nel caso chiedere al laboratorio come meglio procedere)

Riempimento contenitori: senza far tracimare l'acqua (se no esce lo stabilizzante).

Disponibili brevi video tutorial per le situazioni più comuni.

Di seguito uno schema sintetico delle modalità di campionamento a seconda dello scopo dell'analisi:



Analisi chimiche:

MATERIALE: bottiglie/barattoli monouso in plastica senza stabilizzanti.

QUANTITA': dipende dalle analisi richieste. Chiedere informazioni al laboratorio.

TRASPORTO AL LABORATORIO: in box refrigerato

CAMPIONAMENTO: eseguire il prelievo dopo aver fatto scorrere l'acqua dal punto di prelievo per almeno 2-3 minuti.

Riempire completamente il contenitore fino a far tracimare l'acqua.

Disponibili brevi video tutorial per le situazioni più comuni.

Biocheck	INFORMATIVA CLIENTI	
Estratto POS/TSB/001	CAMPIONAMENTO e CONSEGNA DEI CAMPIONI ALIMENTARI / ACQUE / COSMETICI al LABORATORIO	
30/08/2025	Pag. 3 di 3	

3. CAMPIONAMENTO E CONSEGNA ALIMENTI

Analisi microbiologiche prodotti sottocampionati:

MATERIALE: barattolini o sacchetti sterili secondo dimensione campione

QUANTITA': in genere 100g sono sufficienti per l'esecuzione di tutte le analisi microbiologiche.
Tuttavia per garantire la rappresentatività del campione da analizzare può essere opportuno campionare aliquote maggiori.

TRASPORTO AL LABORATORIO: in box refrigerato.

CAMPIONAMENTO: a seconda dello scopo dell'analisi il campione può essere prelevato con attrezzi in uso, puliti o sterili.

Per i prodotti confezionati prevedere una quantità di confezioni per un peso complessivo del campione di almeno 100g.

Trasportare il campione al laboratorio secondo le condizioni di conservazione previste dal produttore

4. CAMPIONAMENTO SUPERFICI E CONSEGNA TAMPONI/SPUGNE/PIASTRE CONTACT (analisi microbiologiche)

MATERIALE: tamponi, spugne, piastre contact per prelievi superfici

QUANTITA': in base alle analisi da svolgere, ad es:

- campionare almeno 100cm² per i conteggi
- + 100cm² per listeria
- + 100cm² per salmonella

Con i tamponi prelevare max 100-200cm². Per superfici più grandi utilizzare le spugne.

TRASPORTO AL LABORATORIO: in box refrigerato.

CAMPIONAMENTO: se necessario, chiedere al laboratorio breve dimostrazione sull'esecuzione del campionamento.
Disponibile breve video tutorial.

5. CAMPIONAMENTO E CONSEGNA COSMETICI (analisi microbiologiche)

Analisi microbiologiche prodotti sottocampionati:

MATERIALE: barattolini o sacchetti sterili secondo dimensione campione

QUANTITA': in genere 50g sono sufficienti per l'esecuzione di tutte le analisi microbiologiche.
Tuttavia per garantire la rappresentatività del campione da analizzare può essere opportuno campionare aliquote maggiori.

TRASPORTO AL LABORATORIO: non sono necessarie precauzioni particolari rispetto alla temperatura.

CAMPIONAMENTO: a seconda dello scopo dell'analisi il campione può essere prelevato con attrezzi in uso, puliti o sterili.

Per i prodotti confezionati prevedere una quantità di confezioni per un peso complessivo del campione di almeno 50g.